



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Зонды для Testo 327-1-СО

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Зонд-обкрутка с липучкой Велкро	0600 0020	2900
2	Компактный зонд отбора пробы, длина 180 мм, D 6 мм, Tмакс. 500°C	0600 9740	9000
3	Компактный зонд отбора пробы, длина 300 мм, D 6 мм, Tмакс. 500°C	0600 9741	9000
4	Гибкий зонд отбора пробы, длина 330 мм, D 10.5 мм, соединительная головка 6 мм, Tмакс. 180°C, краткосрочно до 200°C	0600 9742	17900
5	Зонд отбора пробы, длина 180 мм, D 8 мм, Tмакс. 500°C, одобренный TUV	0600 9760	12000
6	Зонд отбора пробы, длина 300 мм, D 8 мм, Tмакс. 500°C, одобренный TUV	0600 9761	12000
7	Зонд отбора пробы, длина 180 мм, D 6 мм, Tмакс. 500°C	0600 9762	12000
8	Зонд отбора пробы, длина 300 мм, D 6 мм, Tмакс. 500°C	0600 9763	14000
9	Гибкий зонд отбора пробы, длина 330 мм, Tмакс. 180°C, краткосрочно 200°C, радиус изгиба 90 град., для измерений в труднодоступных местах	0600 9764	22000
10	Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, диапазон краткосрочных измерений до +500°C (Разъемное соед., требуется соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145) Диапазон измерений -200 ... +300 °C	0604 0194	8900
11	Зонд для межстенного пространства, для измерения уровня O2 в системах, независимых от атмосферного воздуха	0632 1260	7900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности для зондов Testo 327-1-CO

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Удлинитель шланга зонда, 2.8 м, для увеличения расстояния между зондом и анализатором	0554 1202	9900
2	Фиксирующий конус, 6 мм, сталь, с зажимом и рукояткой, Tmax. 500 °C	0554 3329	750
3	Фиксирующий конус, 8 мм, сталь, с зажимом и рукояткой, Tmax. 500 °C	0554 3330	750
4	Трубка к зонду с множественными отверстиями, длина 300 мм, D 8 мм, для измерения среднего значения концентрации CO	0554 5762	9900
5	Трубка к зонду с множественными отверстиями, длина 180 мм, D 8 мм, для измерения среднего значения концентрации CO	0554 5763	8900
6	Трубка к зонду, длина 335 мм, с фиксирующим конусом, D 8 мм, Tmax. 1000 °C	0554 8764	13900
7	Трубка к зонду, длина 180 мм, D 8 мм, Tmax. 500 °C	0554 9760	6000
8	Трубка к зонду, длина 300 мм, D 8 мм, Tmax. 500 °C	0554 9761	6500
9	Трубка к зонду, длина 180 мм, D 6 мм, Tmax. 500 °C	0554 9762	6000
10	Гибкая трубка к зонду, длина 330 мм, D 10 мм, Tmax. 180 °C	0554 9764	12900



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности для Testo 327-1-CO

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Базовый системный кейс для анализатора, зондов и принадлежностей	0516 3330	5000
2	Набор запасных фильтров (10 шт.) (для газоотборного зонда CO)	0554 0040	1200
3	Ручной насос для определения содержания сажи в дымовых газах	0554 0307	6900
4	Запасной аккумулятор с зарядным устройством	0554 1087	3900
5	Набор шлангов для измерения дифференциального давления газа	0554 1203	2300
6	Жидкость для чистки прибора (100 мл) (для быстрого удаления грязи с корпуса, дисплея, клавиш, рукоятки и кабеля зонда)	0554 1207	690
7	Набор для измерения дифференциальной температуры: 2 зонда с зажимами для труб и адаптер	0554 1208	5900